

DEN UNTERSCHIED




ERLEBEN

Die neue FreeStyle Lite®
Teststreifen-Generation passt für beide
Blutzucker-Messgeräte: FreeStyle Lite®
und FreeStyle Freedom Lite®

FreeStyle Lite®:

Das extra kleine und handliche
Blutzucker-Messgerät – ideal für
aktive insuliniertere Diabetiker



FreeStyle Freedom Lite®:

Mit extra großen Ziffern – ideal
für agile Vielmesser

FreeStyle Lite® Vergleichstest:

Diabetesprieten testeten 1 Woche lang
die bisherigen FreeStyle Lite® Teststreifen
gegen die neue FreeStyle Lite® Teststreifen-
Generation.

Das überzeugende Urteil: *

88 % der Diabetesprieten,
die mit der neuen FreeStyle Lite®
Teststreifen-Generation gemessen
haben, bestätigen:

**Das Blutzuckermessen
ist spürbar leichter.**

Umsteigen lohnt sich!

* Basis: Alle Diabetesprieten, die diesen
Aspekt als signifikanten Vorteil bewertet haben.
Quelle: FreeStyle Omni Home Use Study,
Abbott Diabetes Care, März 2009

Abbott Diabetes Care
kostenfreie Service-Nr.:

-  0800 / 5 19 95 19
-  0800 / 93 00 93
-  0800 / 804 404



Sie wünschen sich eine spürbar
leichtere Blutzuckerselbstkontrolle,
die Ihnen Ihr Diabetes-Management
vereinfacht?

**Unsere innovative Teststreifen-
Technologie machts möglich!**

**Erleben Sie den Unterschied ...
... mit jeder Messung.**



DEN UNTERSCHIED ERLEBEN



DEN UNTERSCHIED ERLEBEN



Regelmäßige Blutzuckerselbstkontrolle ist ein maßgebliches Instrument, das Ihnen als Insulinpatient hilft, Ihren Diabetes erfolgreich zu managen.


Die neue FreeStyle Lite® Teststreifen-Generation – für spürbar leichteres Blutzuckermessen.*



* Im Vergleich zur bisherigen FreeStyle Lite® Teststreifen-Generation. Abbott Daten liegen vor.



Kleine Veränderung. Große Wirkung.



Mit den einzigartigen ZipWik® die Blutprobe einfach kurz berühren. Die Oberflächenspannung der Blutprobe bricht auf und sofort nimmt der Teststreifen das Blut auf.

DEN UNTERSCHIED



Die neue FreeStyle Lite® Teststreifen-Generation – 4 überzeugende Gründe für spürbar leichteres Blutzuckermessen:

- **Einfacherer Blutauftrag und schnellerer Bluteinzug** – durch die einzigartigen ZipWik®
- **Weniger unnötiger Teststreifenverbrauch** – einfach Blut innerhalb von 60 Sekunden nachtragen (mehr Informationen: www.efficient-check.de)
- **Leichte Blutgewinnung** – winzig kleine Blutmenge – von nur 0,3 µL
- **Ein Schritt weniger für zuverlässige Messergebnisse** – ohne Codieren

